

称重表头具有牢固的ABS结构和内置标签打印机增强功能，是称重、零件计数、百分比称重、动态称重、检查计数、检测称重和平均数计算的理想选择。

大LCD背光显示屏读数清晰，能显示34mm的数高，有显示检测称重过程中超过限值、不到限值或者在限值内的符号。密封的彩色键盘操作起来快速、方便。

使用内置打印机，可以在50mm宽的打印标签上打印条形码、二维码、图片和客户自定义LOGO。

欲更多了解我们的AE系列称重表头，请联系我们。



## 内置打印机输出带有LOGO、条形码和二维码的个性化标签。



### 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”、“关闭”或“称重时开启”
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 坚固耐用的结构可用于工业用途
- 内置打印机可以用多种语言打印显示重量、二维码、条形码和标签
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 自动零件计数功能根据物体重量的增加而计算出增加的个数
- 检测称重带有声光报警
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 快速和简单的键盘操作布局
- 用户可选刻度
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源

### 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测计数
- 计算平均值
- 条形码/标签打印
- 检测称重
- 动态/动物称量
- 累计称重

### 关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

型号	AE 503
量程范围	可选择
分辨率	1:60,000
激励电压	5VDC
传感器	8
灵敏度	0.02uv/e
回零范围	+/- 20 %
信号范围	- 20mV - 20mV
称量单位	g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne
稳定的时间 (秒)	2
PLU内存	0
接口	RS-232
校准	外部校准
显示	背光LCD 与 34mm 液晶
电源	12VDC 3毫安适配器 / 内置可充电电池
工作温度	0° 到 40°C
外壳	ABS塑料
整体尺寸	300x125x170mm (宽×深×高)
净重量	2.8kg

## 配件

物料编号	说明
3014011014	.....RS-232转PC数据线
3074010507	.....RS-232转USB数据线
600002028	.....AdamDU-数据采集软件
2050013351	.....表头支架
400005615	.....标签-[800张/卷]

## 主要配件



**AdamDU-数据采集软件**  
软件将天平连接到实验室网络，帮助获得无缝的数据收集、传输和分析。DU带有一个主要命令窗口的易于使用的界面，使用户能通过RS-232或USB连接且最多一次同时快速地收集8台Adam天平的信息。



**表头支架**  
为了稳固与秤体分离的独立式表头，我们将表头安装在表头支架上以作固定。铝结构支架结实、轻巧，方便运输。

由提供

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。  
适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

CH-8115

©2019 Adam Equipment. CH-8023 11/26/2019