

Die robuste ABS-Konstruktion und der integrierte Etikettendrucker verbessern die Funktionalität der AE 503-Anzeige und machen es zu einer idealen Option für Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, dynamisches Wiegen, Scheckzählen, Kontrollwägen und Mitteln.

Ein großer, gut lesbarer LCD-Bildschirm, mit Hintergrundbeleuchtung, verfügt über 34 mm hohe Ziffern und Symbole, die beim Kontrollwägen über, unter oder innerhalb von Grenzen angezeigt werden. Eine versiegelte, farbcodierte Tastatur ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration.

Fügen Sie mithilfe des integrierten Druckers Barcodes, QR-Codes, Bilder und benutzerdefinierte Logos zu den 50mm breiten gedruckten Etiketten hinzu.

Für weitere Informationen zu unseren AE-Anzeigegeräten nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Ein eingebauter Drucker gibt personalisierte Etiketten mit Logos, Barcodes und QR-Codes aus



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Mit dem integrierten Drucker können Sie schnell kundenindividuelle Etiketten und Barcodes erstellen
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Kalibrierung und Justage mit externen Justagegewichten
- Schnelle, einfache Konfigurierung über Tastatur
- Wählbarer Ziffernschritt
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollzählung
- Mittelwertbildung
- Barcode- / Etikettendruck
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Summenspeicher
- Haltefunktion
- Höchstwert halten

Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	AE 503
Leistungsbereich	Wählbar
Auflösung	1:60,000
Wägezellen (Einspeisungsspannung)	5VDC
Wägezellen (num)	8
Sensibilität	0.02uv/e
Nullbereich	+/- 20 %
Messbereich	- 20mV
Wägeeinheiten	g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne
Stabilisierungszeit (sec)	2
PLU-Speicher	0
Schnittstelle	RS-232
Justierung	Extern
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD mit 34mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 3A adapter / Interner Akku
Betriebstemperatur	0° bis 40°C
Gehäuse	ABS Kunststoff
Gesamtabmessungen	300x170x125mm (BxTxH)
Nettogewicht	2.8kg

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3014011014RS-232 Kabel
3074010507RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028Adam DU - Datensammelprogramm
2050013351Bodenstativ für Anzeigegeräte
400005615Etiketten - 800 pro Rolle

Nützliches Zubehör



Adam DU - Datensammelprogramm
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.



Anzeigestativ
Um ein eigenständiges Anzeigegerät separat von der Waage zu fixieren, bietet die Befestigung am Anzeigestativ sicheren Halt. Die robuste und dennoch leichte Aluminiumkonstruktion ist einfach zu transportieren.

Bestellen

www.adamequipment.com

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.

UK-8115

UK-8115©2019 Adam Equipment. DE-8115 06/11/2019