



利用 Adam 通信接口 无线连接功能，简化电子秤和天平的数据传输。即插即用的 Adam 通信接口 蓝牙发送模块（主机）可与兼容的称重设备配合使用，通过 Adam 通信接口 USB PC 端蓝牙模块连接器（配合 AdamDU 软件或其他 LIMS 系统用于数据收集）和打印机蓝牙连接器将数据传输至电脑或打印机，传输距离长达 35 英尺。对于客户定制的配置，只用选择蓝牙接收模块（从机）。蓝牙发送模块（主机）需要每次配对。

即插即用无线连接, 实现天平, 电子秤与电脑, 打印机之间的数据通讯



物料编号.....	说明	商品代码
8000011571	蓝牙发送器	BTM-01
8000011587	蓝牙-打印机接收器	BTM-02
3074010507	蓝牙-个人电脑接收器	BTM-03

关于亚当:

50 多年来，世界各地的专业人士一直信赖亚当设备公司（Adam Equipment）提供的全面可靠、价格合理的称重设备。Adam 在速度、性能和价值之间取得了恰当的平衡。

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。