



Die MCW 300L Stuhlwaage bietet eine günstige und praktische Lösung um Patienten, mit eingeschränkter Mobilität oder die nicht stehen können, zu wiegen. MCW verbindet robuste Bauweise mit Funktionalität, die das Gewicht des Patienten heben kann und beseitigt die Notwendigkeit schwere Wagen bewegen zu müssen. Die drehenden Füße und Armlehnen der Waage tragen zum Komfort während des Wiegevorgangs bei, so dass es leichter ist vom Stuhl ein- und auszusteigen. Tragbarkeit stellt kein Problem dar, weil da Schwenkräder reibungslose Drehmanöver ermöglichen, während die in die Waage eingebaute Batterie die Unannehmlichkeiten durch ein an eine Steckdose angebundenes Netzkabel eliminiert. Das Gewicht wird in Kilogramm gemessen und die MCW 300L berechnet auch den Body-Mass-Index (BMI).

Bequeme Rollstuhlwaage mit einfachem Zugang für Patienten mit eingeschränkter Mobilität



Merkmale und Funktionen

- Helles, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED
- Besondere Höchstlast 300kg mit 50g Ablesbarkeit zum Wiegen schwergewichtiger Patienten
- Nur für nicht-eichfähige Anwendungen
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- IP66-Anzeige
- Die Fuß- und Armstützen können zum leichten Einsteigen hoch- bzw. zurückgeklippt werden
- Schwenkbare Räder erlauben leichtes Manövrieren
- BMI-Funktion und -anzeige
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- AC-Adapter inklusive

Anwendungen

- Wägung
- BMI

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	MCW 300L
Kapazität	300kg
Ablesbarkeit	0.05kg
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.1kg
Linearität (+/-)	0.1kg
Wägeeinheiten	kg, lb
Stabilisierungszeit (sec)	3
Schnittstelle	RS-232
Body-Mass-Index (BMI)	Ja
Höhe-Stab	Nein
Kalibrierung	Extern
Anzeige	LED mit 22mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	15VDC 50/60Hz 500mA adapter / Interner Akku
Betriebstemperatur	5° bis 40°C
Gesamtabmessungen	675x875x950mm (BxTxH)
Nettogewicht	25kg

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3014011014	RS-232 Kabel
3074010507.....	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
700660290	Adam Kalibrierschein

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Adam DU - Datensammelprogramm
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.

Bestellen