



Le pèse bébé et tout petit MTB léger et portable offre une excellente valeur et polyvalence pour les pédiatres et autres professionnels de la santé. Avec une capacité de 20 kg, cette balance possède la flexibilité nécessaire pour peser les bébés nés aux tout-petits sur le même appareil. Le MTB dispose d'un fonctionnement simple et d'un démarrage rapide, donc un minimum de formation est nécessaire. Le berceau ergonomique intelligemment conçu offre un soutien confortable pour les bébés et se verrouille en place. Le berceau se retire facilement pour révéler un caoutchouc anti-dérapant en dessous, ce qui simplifie la tâche pour peser les tout-petits. Une fonction de mémoire conserve le poids relevé le plus récent, permettant à l'utilisateur d'enregistrer des résultats après avoir enlevé l'enfant en toute sécurité de la balance.

Offre la flexibilité nécessaire pour peser les nouveau-nés et les tout-petits sur la même balance



Caractéristiques

- Large écran très contrasté, facilement lisible à distance
- Le berceau peut être retiré pour peser les tout-petits sur le tapis en caoutchouc anti-dérapant
- Berceau ergonomique fournit un support confortable
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- Auto extinction pour économiser l'autonomie de la batterie
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)

Application

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Pèse bébé et tout-petit **MTB**

Modèle	MTB 20
Capacité	44lb / 20kg
Précision	0.005lb / 5g
Reproductibilité (S.D)	0.01lb / 5g
Linéarité (+/-)	0.01lb / 10g
Taille du plateau	11.2"x22" / 285x560mm
Unités de pesage	kg, lb
Temps de stabilisation (sec)	2
Calibrage	Calibrage externe
Affichage	LCD avec des chiffres de 1.1" / 29mm de haut
Alimentation	Adaptateur 6VDC 500mA / 4 piles AA
Température d'utilisation	10° à 40°C
Boîtier	ABS
Dim. totale	22"x13.8"x5.5" / 560x350x140mm (lpxh)
Poids net	7.1lb / 3.2kg

Accessoires

[Numéro d'article](#) [Description](#)

700660290 Certificat de Calibrage

Fourni par