



Les coffrets de masses OIML se composent d'un ensemble complet de masses de test qui peuvent répondre aux exigences relatives aux essais selon les normes OIML. Les masses E1 offrent le plus haut niveau d'exactitude pour les standards de référence. La masse E2 offre la plus grande précision et est idéale pour l'analyse, les masses F1 sont orientées vers les balances de précision, et les masses M1 offrent la précision la plus faible mais sont plus abordables et conviennent pour les produits à moindre coût comme les balances compactes et balances de comptoir.

Des masses de classes et de valeurs différentes sont disponibles sur demande

Coffret de masses d'étalonnage en acier inoxydable qui répond aux exigences et aux normes d'essai

Modèle	Classe	Densité	Masses Incluses	Accessoires*
E1 1mg - 50g Set de Masses de Calibrage	OIML E1	7.9 g/cm ³	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg	1, 2, 3, 4
E1 1mg - 100g Set de Masses de Calibrage	OIML E1	7.9 g/cm ³	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg, 100mg	1, 2, 3, 4
E1 1mg - 200g Set de Masses de Calibrage	OIML E1	7.9 g/cm ³	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg, 100mg, 200mg(2)	1, 2, 3, 4
E2 1mg - 200g Set de Masses de Calibrage	OIML E2	7.96 g/cm ³	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg, 100mg, 200mg(2), 500mg, 1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g	1, 2, 3, 4
E2 1g - 200g Set de Masses de Calibrage	OIML E2	7.96 g/cm ³	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g	1, 2, 3, 4
F1 1mg - 200g Set de Masses de Calibrage	OIML F1	7.9 g/cm ³	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg, 100mg, 200mg(2), 500mg, 1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g	3, 4
F1 1mg - 500g Set de Masses de Calibrage	OIML F1	7.9 g/cm ³	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg, 100mg, 200mg(2), 500mg, 1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g(2), 500g	3, 4
F1 1g - 100g Set de Masses de Calibrage	OIML F1	7.9 g/cm ³	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g	4
F1 1g - 200g Set de Masses de Calibrage	OIML F1	7.9 g/cm ³	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g	4
F1 1g - 500g Set de Masses de Calibrage	OIML F1	7.9 g/cm ³	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g(2), 500g	4
F1 1g - 2kg Set de Masses de Calibrage	OIML F1	7.9 g/cm ³	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g(2), 500g, 1kg, 2kg	4
M1 1g - 100g Set de Masses de Calibrage	OIML M1	7.9 g/cm ³	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g	1, 2
M1 1g - 200g Set de Masses de Calibrage	OIML M1	7.9 g/cm ³	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g	1, 2
M1 1g - 500g Set de Masses de Calibrage	OIML M1	7.9 g/cm ³	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g(2), 500g	1, 2
M1 1g - 2kg Set de Masses de Calibrage	OIML M1	7.9 g/cm ³	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g(2), 500g, 1kg, 2kg	1, 2
*Accessoires Inclus:				
1. Brosse				
2. Chiffon				
3. Pincette				
4. Gants en Cotton				

Fonctions

- Les masses en acier inoxydable sont résistantes et exactes
- Coffret en aluminium pour ranger les masses de manière sûre

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Fourni par